

Flocare® G-tube

Udskiftelig gastrostomisonde til indgift af mad og væske direkte i ventriklen.

Flocare® G-tube er en robust gastrostomisonde, som er lavet af vævsvenlig silikone. Den er brugervenlig og let at vedligeholde. **Flocare® G-tube** tilsluttes direkte til enteralt ernærings sæt eller sprøjte til let administration af sondeernæring, væske eller medicin.

Den klare polyurethan sonde gør det nemt at se, om sonden er skyllet efter brug. Den klare, udvendige fikseringsplade i silikone gør det let at tilse stomien.



Vareinformation

	Nutricia varenummer	Salgsenhed
Flocare® G-tube Ch 10 (sort)	594814	2 stk.
Flocare® G-tube Ch 14 (grøn)	594815	2 stk.
Flocare® G-tube Ch 18 (rød)	594817	2 stk.
Flocare® G-tube Ch 20 (gul)	594818	2 stk.

Flocare® G-tube består af:

- A: Klar silikone sonde 23 cm lang
 - Ch størrelse er trykt på sonden
 - Afstandsmærker trykt i centimeter fra ballonen og fremefter
- B: Indvendig fikseringsballon af silikone
- C: Udvendig fikseringsplade af klar silikone
- D: Injektionsventil til indvendig ballon med farvekode
- E: Ernæringskonnektor med fastmonteret hætte

Størrelser:

Ch 10, 14, 18, 20.

Indikation:

Langvarig sondeernæring efter at stomi er oprettet.

Kontraindikationer:

Stomi kanalen er ikke helet. Infektion i stomien, ascites, gastroparese.

Tilbehør:

Udskiftelig ernæringskonnektor. Ekstern fikseringsplade.

Holdbarhed:

60 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato på pakningen.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur.

Brugstid:

Ca. 3- 6 mdr. Brugstiden er vanskelig at angive, da den kan variere meget afhængigt af bl.a. mængden af mavesyre, medicinering og sondemaden.

FLOCARE® G-tuber opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.

