

Flocare® PEG-sonde

(Perkutan endoskopisk gastrostomi)

Gastrostomisonde til placering i ventriklen ved hjælp af gastroskop (pull-teknik).

Flocare® PEG gastrostomisonde består af en klar sonde af polyurethan med en invendig fikseringsplade af silikone. Tre røntgenfaste linier langs længden af sonden gør det let at bekræfte placeringen af PEG med røntgen.

Den klare udvendige fikseringsplade i silikone gør det let at tilse stomien.



Vareinformation

	Nutricia varenummer	Salgsenhed
Flocare® PEG kit Ch 10 (sort)	594820	5 stk.
Flocare® PEG kit Ch 14 (grøn)	594821	5 stk.
Flocare® PEG kit Ch 18 (rød)	594822	5 stk.

Flocare® PEG gastrostomisonde kit består af:

- A: 40 cm klar, polypolyurethan sonde
- Centimeter afstandsmærker op til 12 cm fra invendig fikseringsplade
 - 3 røntgenfaste linier langs hele længden af sonden
- B: Invendig fikseringsplade af silikone
- C: Udvendig fikseringsplade af klar silikone
- D: Klemme
- E: Sikkerhedsklemme til fiksering af PEG sonden
- F: Flocare ernæringskonnektor af polyurethan med farvekoder
- Ch 10: sort, CH 14: grøn, Ch 18: rød
- G: Skalpel
- H: Punkturnål
- I: Spole med dobbelt tråd af polyamid til at trække PEG'en på plads

Størrelser:

Ch 10, 14, 18.

Indikation:

Ved behov for langvarig sondeernæring (over 2-3 uger).

Kontraindikationer:

Peritonitis, ileus, forstyrrelser i blodkoagulering, mislykket fluoroskopi fra ventriklen.

Tilbehør:

Udskiftelig ernæringskonnektor. Ekstern fikseringsplade.

Holdbarhed:

60 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato på pakningen.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur.

Brugstid:

Brugstiden er vanskelig at angive, da den kan variere meget afhængigt af bl.a. mængden af mavesyre, medicinering og sondemaden. Den estimerede brugstid er ca. 6 mdr.

FLOCARE® PEG-sonder opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.

