


FLOCARE® TILBEHØR OG LØSDELE



FLOCARE® BOLUS ADAPTOR CROSS SPIKE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
589740	30 stk.

Flocare® Bolus adaptor kan skrues på Nutrison Pack. Derved kan en ENFit™ ernæringsprøjte sættes på pakken, og sondeernæringen kan administreres som bolus. Bolus adaptoren skal udskiftes efter 24 timer. Sondeernæring med tilkøbet bolus adaptor bør opbevares i køleskab maksimum 24 timer.



FLOCARE® TOP FILL RESERVOIR

Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® 1,3 liter	570139 10 stk.
Flocare® 1,3 liter + set Gravity	589827 10 stk.

Flocare® Top Fill Reservoir er udviklet til at tilføre vand eller væske til den sondeernærede patient. Kan også anvendes til administration af opløste pulverblandinger. Hvert reservoir er pakket sterilt og enkeltvis.



FLOCARE® ERNÆRINGSKONNEKTOR

Nutricia varenr.	Salgsenhed
Ch 10 sort 591397	10 stk.
Ch 14 grøn 591395	10 stk.
Ch 18 rød 591396	10 stk.

Flocare® ernæringskonnektor er designet til at kunne forbindes med sonder som Flocare® PEG og Flocare® Bengmark PEJ.



ADAPTERE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
ENFit => ENLock og lign. systemer	589732 30 stk.
Luer/Oral/ENLock sprøjter => ENFit	589738 30 stk.
ENFit => Non-ENLock og lign. systemer	589828 30 stk.
ENFit => Luer	589733 30 stk.
ENLock => ENFit	589734 30 stk.

Adapterne sikrer kobling mellem det nye ENFit™ system og gamle enterale systemer. Leveres i kasser med 6 pakker à 5 stk.

FLOCARE® TILBEHØR OG LØSDELE



FLOCARE® FIKSERINGSPLADE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
PEG og G-Tube, ch 14 35710	10 stk.

Flocare® fikseringsplade er designet til fiksering af gastrostomisonderne. Silikonepladen giver den optimale komfort for patienten.



PROP TIL ERNÆRINGSSPRØJTE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
619488	30 stk.

Prop til at skrue på ernæringsprøjten.



FLOCARE® SONDEFLASKE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
200 ml 615745	10 stk.

Flocare® sondeflaske til bolus-indgift.

FLOCARE® tilbehør og løsdele opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.



STRÅ TIL ERNÆRINGSSPRØJTE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
100 mm 611572	30 stk.
150 mm 611571	30 stk.

Strå til at sætte på sprøjterne, så det er muligt at trække medicin direkte op fra mikstur flaske eller doseringskop med optimal præcision.



FLASKEADAPTER

Nutricia varenr.	Salgsenhed
Str. 1 (12 mm – 15 mm) 628994	100 stk.
Str. 2 (14 mm – 16,5 mm) 628995	100 stk.
Str. 3 (17 mm – 20,5 mm) 622565	100 stk.
Str. 4 (24 mm – 26 mm) 628996	100 stk.

Flaskeadapter med ENFit™ konektor kan sættes i flaskehalsen på flydende medicin. Derved kan man med en ENFit™ ernæringsprøjte trække medicinen op. Flaskeadapteren bliver i medicinflasken, og smides ud med flasken, når den er tom.